

Modalités de nettoyage des armoires à pharmacie sécurisée

- Utiliser l'un des produits suivants pour le nettoyage des surfaces et de l'intérieur des cubies :
 - a. B.BRAUN MEDICAL AG - Dispenser + Lingettes Meliseptol sensitive 15, 2x20 cm (x 60) - N° E-PROC : 944172



- b. B.BRAUN MEDICAL AG - Lingettes désinfectantes Recharge - N° E-PROC : 944173



Veiller à ne pas déverser du désinfectant dans les joints et laisser sécher les surfaces humides.